

DENTSPLY CANADA LTD. MATERIAL SAFETY DATA SHEET/FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 1 - PRODUCT IDENTIFICATION AND USE/IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				
PRODUCT IDENTIFIER/ NOM/IDENTIFICATEUR DU PRODUIT AL-COTE SEPARATOR			PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER (PIN)/ NUMERO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT (NIP)	
PRODUCT USE USAGE DU PRODUIT Dental				
MANUFACTURER'S NAME/NOM DU FABRICANT DENTSPLY Trubyte			SUPPLIER'S NAME/NOM DU FOURNISSEUR DENTSPLY Canada Ltd.	
STREET ADDRESS/NUMERO CIVIQUE 570 W. College Ave.			STREET ADDRESS/NUMERO CIVIQUE 161 Vinyl Court	
CITY/VILLE York	PROVINCE Pennsylvania		CITY/VILLE Woodbridge	PROVINCE Ontario
POSTAL CODE POSTAL 17405-0872	EMERGENCY TELEPHONE NO. D'URGENCE 1-800-424-9300		POSTAL CODE POSTAL L4L 4A3	EMERGENCY TELEPHONE NO. D'URGENCE (905) 851-6060 or 1-800-263-1437 FAX# (905) 851-9809
SECTION 2 - HAZARDOUS INGREDIENTS/INGREDIENTS DANGEREUX				
HAZARDOUS INGREDIENTS/ INGREDIENTS DANGEREUX Tetrasodiumpyrophosphate	% <0.3	CAS NUMBER/ NUMERO CAS 7722-88-5	TLV 5 mg/m³	OSHA PEL (ppm) 5 mg/m³
SECTION 3 - PHYSICAL DATA/CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES				
PHYSICAL STATE/ETAT PHYSIQUE Liquid	ODOUR AND APPEARANCE/ODEUR ET APPARENCE: Pink solution with odour of Paraben			Chemical Family: Vinylpolysiloxane
VAPOUR PRESSURE (mm Hg)/ TENSION DE VAPEUR (mm Hg) N.A.	VAPOUR DENSITY (AIR-1)/ DENSITE DE LA VAPEUR (AIR-1) N.A.	EVAPORATION RATE/ TAUX D'EVAPORATION N.A.	BOILING POINT (°C)/ POINT D'EBULLITION (°C) 100	MELTING POINT (°C) POINT DE CONGELATION (°C) N.A.
pH: N.A.	SPECIFIC GRAVITY/DENSITE: 1.009	SOLUBILITY IN WATER: SOLUBLE		
SECTION 4 - FIRE AND EXPLOSION DATA/RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION				
FLAMMABILITY/INFLAMMABILITE YES/OUI <input type="checkbox"/> NO/NON <input checked="" type="checkbox"/> IF YES, UNDER WHICH CONDITIONS? OUI, DANS QUELLES CONDITIONS?				
MEANS OF EXTINCTION/MOYENS D'EXTINCTION: None				
FLASHPOINT (°C) AND METHOD/ POINT D'ECLAIR (°C) ET METHODE DE DETERMINATION N.A.	UPPER FLAMMABLE LIMIT (% BY VOLUME) SEUIL D'INFLAMMABILITE MAXIMAL (% PAR VOLUME) UEL N.A.		LOWER FLAMMABLE LIMIT (% BY VOLUME) SEUIL D'INFLAMMABILITE MINIMAL (% PAR VOLUME) LEL N.A.	
AUTO-IGNITION TEMPERATURE (°C)/ TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C): N.A.	HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS/ PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION: N.A.			
SENSITIVITY TO IMPACT/SENSIBILITE A L'IMPACT MECANIQUE EXPLOSION DATA/ DONNES SUR LES EXPLOSIONS N.A.			SENSITIVITY TO STATIC DISCHARGE SENSIBILITE A UNE DECHARGE STATIQUE N.A.	
SECTION 5 - REACTIVITY DATA/DONNES SUR LA REACTIVITE				
CHEMICAL STABILITY/STABILITE CHIMIQUE YES/OUI <input checked="" type="checkbox"/> NO/NON <input type="checkbox"/> IF NO, UNDER WHICH CONDITIONS? SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?				
INCOMPATIBILITY WITH OTHER SUBSTANCES/ INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS YES/OUI <input type="checkbox"/> NO/NON <input checked="" type="checkbox"/> IF SO, WHICH ONES? SI OUI, LESQUELS?				
REACTIVITY, AND UNDER WHAT CONDITIONS?/CONDITIONS DE REACTIVITE N.A.				
HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS/PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX N.A.				

DENTSPLY CANADA LTD. MATERIAL SAFETY DATA SHEET/FICHE SIGNALÉTIQUE

PRODUCT IDENTIFIER/ NOM/IDENTIFICATEUR DU PRODUIT			
AL-COTE SEPARATOR			
SECTION 6 - TOXICOLOGICAL PROPERTIES/PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES			
ROUTE OF ENTRY/VOIES D'ABSORPTION			
SKIN CONTACT/ CONTACT DERMIQUE	X	SKIN ABSORPTION/ ABSORPTION DERMIQUE	—
		EYE CONTACT/ CONTACT OCULAIRE	—
		INHALATION	—
		INGESTION	—
EFFECTS OF ACUTE EXPOSURE TO PRODUCT/EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT In susceptible persons, skin reactions may occur. Excess skin contact may cause irritant dermatitis. Ingestion may cause abdominal pain.			
EFFECTS OF CHRONIC EXPOSURE TO PRODUCT/EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT N.A.			
EXPOSURE LIMITS/ SEUILS LIMITES D'EXPOSITION N.A.	IRRITANCY OF PRODUCT/ PROPRIÉTÉ IRRITANTE N.A.	SENSITIZATION TO PRODUCT/ SENSIBILISATION AU PRODUIT N.A.	CARCINOGENICITY/ CANCÉROGENICITÉ N.A.
TERATOGENICITY/ TERATOGENICITÉ N.A.	REPRODUCTIVE TOXICITY EFFETS SUR LA REPRODUCTION N.A.	MUTAGENICITY MUTAGÉNICITÉ N.A.	SYNERGISTIC PRODUCTS/ PRODUITS SYNERGIQUES N.A.
SECTION 7 – PREVENTIVE MEASURES/MESURES PREVENTIVES			
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT/MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION			
GLOVES (SPECIFY)/GANTS (PRÉCISER): Protective latex or rubber gloves.	RESPIRATOR (SPECIFY)/APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) N.A.	EYE (SPECIFY)/APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER): Goggles	
FOOTWEAR (SPECIFY)/CHAUSSURES (PRÉCISER) N.A.	CLOTHING (SPECIFY)/VÊTEMENTS (PRÉCISER) N.A.	OTHER (SPECIFY)/AUTRES (PRÉCISER)	
ENGINEERING CONTROLS (SPECIFY, EG, VENTILATION, ENCLOSED PROCESS)/INSTALLATION TECHNIQUES Use local mechanical ventilation.			
LEAK AND SPILL PROCEDURE/PROCÉDURES EN CAS DE FUITES ET DE DEVERSEMENTS Cover with sand or other absorbent material, scoop up and place in appropriate container for disposal.			
WASTE DISPOSAL/ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Dispose of in accordance with Federal, Provincial and local regulations.			
HANDLING PROCEDURES AND EQUIPMENT/MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION: N.A.			
STORAGE REQUIREMENTS/EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE: Store away from food and beverages. Store at ambient temperatures, away from heat.			
SPECIAL SHIPPING INFORMATION/RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX EN MATIÈRE D'EXPÉDITION Not Regulated.			
SECTION 8 - FIRST AID MEASURES/PREMIER SOINS			
SPECIFIC MEASURES/PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER Ingestion: Rinse mouth with water. Call a physician if amount was large. Eyes: Flush immediately with water for a minimum of 15 minutes and get medical attention if irritation persists. Skin: Wash with soap and water, remove contaminated clothing.			
SECTION 9 - PREPARATION DATE OF MSDS/RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS			
PREPARED BY (GROUP, DEPARTMENT, ETC.)/ PRÉPARÉ PAR (GROUPE, SERVICE, PERSONNE, ETC.) <i>W. J. ...</i> Cadentrix	PHONE NUMBER/NO. DE TÉLÉPHONE (416) 994-9356	DATE Rev. 2 1 June 2005	

The statements contained herein are offered for informational purposes only and are based upon technical data that Dentsply Ltd. believes to be accurate. It is intended for use only by persons having the necessary technical skill and at their own discretion and risk. Since conditions and manner of use are outside our control, we make no WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, and FITNESS OR OTHERWISE.